

Produktion polyklonaler IgY Antikörper.

E-mail: info@genosphere-biotech.de

Sonderangebot jetzt im Mai 2018 : 2.985.- € für drei Antikörper *)

Unser Service umfaßt die folgenden Schritte:

- Synthese der notwendigen 3 Peptid-Antigene. *)
- Konjugation der Peptide an das Carrierprotein KLH.
- Viermalige Immunisierung von jeweils 2 Hennen pro Projekt innerhalb von 70 Tagen.
- Sammeln der Eier und Isolation der Gesamt-IgY Fraktion aus den Eidottern. **)
- ELISA-Analyse, Gesamt IgY Titer > 1:20.000. ***)

Preis: anstatt 1.195.- € / Antikörper jetzt 2.985.- € / 3 Antikörper

Bestellnummer: MAI18-HP1-AB05-01

*) Synthese von 3 Peptid-Antigenen mit jeweils maximal 15 AS Länge und einem Cystein am N- oder C-terminalen Ende.

**) Optional: Reinigung der Gesamt-IgY Fraktion durch Affinitätschromatographie.

***) Bei rechtzeitiger Voranmeldung können anti-Peptid IgY Projekte zeitlich verlängert werden.

Genosphere Biotechnologies
Office Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 - 90 181 85
Fax: +49 (0)711 - 99 777 07
E-mail: info@genosphere-biotech.de