

Kosmetische Peptide

Auftragssynthese von kosmetischen Peptiden

Unser Angebot

Genosphere Biotechnologies synthetisiert für Sie individuelle Peptidmuster für die Kosmetik.

- Jedes Peptid kann 2-10 Aminosäuren (AS) lang sein und [L]- sowie [D]-AS beinhalten.
- Die Peptide können „Acetyliert“ und „Amidiert“ vorliegen.
- Die Peptide können an Fettsäuren, wie Palmitoyl und Myristoyl konjugiert werden.
- Das Gegenion der Peptide ist für kosmetische Zwecke immer ein „Acetation“ !
- Die Reinheit der Peptide liegt bei >95% *).

Weitere Modifikationen und Reinheiten stehen auf Anfrage zur Verfügung.

E-mail: info@genosphere-biotech.de

Fax an : 0711 99 777 07 oder per E-mail.
Bitte machen Sie uns ein Angebot.

Name:	Peptidsequenz und Modifikationen **):
Institut:	
E-mail:	Menge ***):
Telefon, - Fax:	Reinheit (%): Gegenion (Counter ion): Acetat

*) Andere Reinheiten sind auf Anfrage möglich.

**) Bitte benutzen Sie den Drei- bzw. Einbuchstabencode zur Bezeichnung der Peptidsequenz.

***) Die Mindestabnahmemenge ist 1 Gramm.

Qualitätskontrolle

Die von uns hergestellten Peptide werden alle durch RP-HPLC und MS verifiziert.

Der Acetatgehalt der Peptide wird auf Wunsch geprüft und angegeben (CoA).

Genosphere Biotechnologies
21 Place de la République
F-75003 Paris - France

Office:
Brommerstr. 19
D-70563 Stuttgart - Allemagne



Telefon: 0711 - 90 181 85
Fax: 0711 - 99 777 07

E-mail:
info@genosphere-biotech.de

www.biomodul.de