

Unser Angebot an Ihre Forschungsabteilung.

Genosphere Biotechnologies synthetisiert für Sie individuelle Peptidmuster für die Kosmetik.

- Jedes Peptid kann 2-10 Aminosäuren (AS) lang sein und [L]- sowie [D]-AS beinhalten.
- Die Peptide können „Acetyliert“ und „Amidiert“ vorliegen.
- Die Peptide können an Fettsäuren, wie Palmitoyl und Myristoyl konjugiert werden.
- Die Reinheit der Peptide liegt bei >95% *).
- Die Mindestabnahmemenge ist 5 mg Peptid *).

*) Weitere Modifikationen und andere Reinheiten sind auf Anfrage möglich.

Kosmetische Peptide - Faxanfrage.

Bitte machen Sie uns ein Angebot!

Fax an : 0711 99 777 07 oder per E-mail : info@genosphere-biotech.de	
Vor-, Nachname:	Peptidsequenz(en) in (N->C) Richtung **)
Institut:	
E-mail: Telefon, - Fax:	Menge (mg): Reinheit (%): >95% Gegenion (Counter ion): Acetat (Ja / Nein) Gegenion (Counter ion): TFA (Ja / Nein)

**) Bitte benutzen Sie den Drei- bzw. Einbuchstabencode zur Bezeichnung der Peptidsequenz(en).

Qualitätskontrolle

Die von uns hergestellten Peptide werden alle durch RP-HPLC und MS verifiziert.

Genosphere Biotechnologies
52 rue Moulin de Pierre
F-92140 Clamart - France



Genosphere Biotechnologies
Office Stuttgart
Telefon: 0711 - 90 181 85
Fax: 0711 - 99 777 07
E-mail: info@genosphere-biotech.de
www.biomodul.de/kosmetische_peptide.html