

# Produktion polyklonaler IgG Antikörper.

E-mail: [info@genosphere-biotech.de](mailto:info@genosphere-biotech.de)

Host: Maus.

Unser Service umfaßt die folgenden Schritte:

- Vier Mäuse pro Projekt.
- Synthese des Peptid-Antigens.\*)
- Konjugation des Peptids an das Carrierprotein KLH.
- 4 fache Immunisierung innerhalb von 70 Tagen.

Sie erhalten:

- 5 mg freies Peptid (purity >90%)
- ca. 6-9 mg Gesamt IgG \*\*)
- ca. 500 µl Prä-Immunsrum
- ELISA-Analyse, garantierter Titer >1:10.000.

Zum Preis von nur 1.095.- € / Antikörper

Bestellnummer: MAI18-HP1AB04-02

\*) Wir synthetisieren für Sie das 15-mer Peptid-Antigen und koppeln es an ein Carrierprotein.

\*\*\*) Optional: Affinitätsaufreinigung der Gesamt IgG Fraktion.

\*\*\*)) Bei rechtzeitiger Voranmeldung können anti-Peptid IgG Projekte zeitlich verlängert werden.

---

Genosphere Biotechnologies  
Office Stuttgart  
Telefon: +49 (0)711 - 90 181 85  
Fax: +49 (0)711 - 99 777 07  
E-mail: [info@genosphere-biotech.de](mailto:info@genosphere-biotech.de)