

Produktion polyklonaler IgG Antikörper.

E-mail: info@genosphere-biotech.de

Host: Meerschweinchen

Antigen: 3 mg Protein > 10 kDa +)

- 2 Meerschweinchen pro Projekt
- 70 Tage Protokoll
- 4 Immunisierungen mit dem vom Kunden zur Verfügung gestellten Protein ++).

Sie erhalten:

- ca. 5-7 ml rohes Antiserum
- ca. 2 x 0,1 ml Prä-Immunsrum
- ELISA Daten

+) Wir benötigen 3 mg Protein / Projekt mit mind. >80 % Reinheit.

++) Sie stellen uns das Protein zur Verfügung.

Das Protein muss für dieses Angebot > 10 kDa groß sein ! Kürzere Proteine müssen an ein Carrierprotein, wie z.B. OVA oder KLH gekoppelt vorliegen.

Bitte senden Sie uns das gereinigte Protein zusammen mit Ihrem ausgefüllten und unterschriebenen Auftragsformular / Bestellschein zu.

Ab 496.- € zzgl. MwSt und Versandkosten

Bestellnummer: MAI18-IAB02-01

Genosphere Biotechnologies
Office Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 - 90 181 85
Fax: +49 (0)711 - 99 777 07
E-mail: info@genosphere-biotech.de